



## ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΒΜC ΡΙΝΙΚΗΣ Ν2



Dimensions of Face and the Mask

ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Ν1 ΚΑΙ Ν2 ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

	N1	N2
S	3 CM	3 CM
M	4 CM	4 CM
L	5 CM	5 CM